

能力验证计划结果通知单

计划编号及名称：ACAS-PT812 饮料中山梨酸、苯甲酸的测定能力验证

实验室名称：烟台杰科检测服务有限公司

实验室代码：ACAS-PT812-038

检测结果及评价

检测项目	样品		贵实验室结果 (mg/kg)	贵实验室检测方法	指定值 (mg/kg)	z 值
	编号	组别				
山梨酸	19-R855	I	74.9	GB 5009.28-2016 第一法 液相色谱法	75.5	-0.2
	19-V273	II	55.5		56.6	-0.4
苯甲酸	19-R855	I	40.2		39.7	0.2
	19-V273	II	70.6		69.4	0.3

注：|z|≤2.0 为满意结果；2.0<|z|<3.0 为可疑结果；|z|≥3.0 为不满意（离群）结果。

※更多信息请登录中国检科院测试评价中心能力验证平台 www.acas.com.cn 查看。

拟稿人：卜丹丹

审核人：

签发人：

签发日期：2019年05月13日