



# 中国检验检疫科学研究院测试评价中心

编号：ACAS-PT331-054-0323

## 能力验证计划结果通知单

计划编号及名称：ACAS-PT331 食用油酸价、过氧化值的测定能力验证

实验室名称：烟台杰科检测服务有限公司

实验室代码：ACAS-PT331-054

### 检测结果及评价

检测项目	样品编号	贵实验室结果	贵实验室检测方法	指定值	Z 值
酸价	17-U356	2.2 mg/g	GB 5009.229-2016 第二法	2.20 mg/g	0.0
	17-V374	2.6 mg/g		2.59 mg/g	0.2
过氧化值	17-U356	0.44 g/100g	GB 5009.227-2016 第一法	0.452 g/100g	-0.5
	17-V374	0.11 g/100g		0.120 g/100g	-1.1

注：|Z|≤2.0 为满意结果；2.0<|Z|<3.0 为可疑结果；|Z|≥3.0 为不满意（离群）结果。

※更多信息请登录中国检科院测试评价中心能力验证平台 [www.acas.com.cn](http://www.acas.com.cn) 查看，或拨打 400-800-1061 咨询。

拟稿人：潘裕红

审核人：

签发人：

日期：2017.03.23

日期：2017.03.23

日期：2017.03.23